

Р-КД СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА



Российская
система
внутрикостного
доступа



Быстрый и безопасный
доступ к кровеносной
системе для введения
лекарственных
препаратов



Инфузия для
всех возрастных
групп и разной
массы тела



Идеален для
эксплуатации в
лечебных учреждениях,
экстренной
медицинской службе и
полевых условиях

Система внутрикостного доступа Р-КД - РУ №РЗН 2025/25844
Игла внутрикостного доступа однократного применения - РУ №РЗН 2025/25560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты	149 × 34 × 135 мм
Масса	290 г
Обороты холостого хода	1500 об/мин
Крутящий момент	100 мНм
Емкость АКБ	2500 мАч



Кейс:

Портативность:

компактный дизайн обеспечивает легкость транспортировки, удобство хранения, быстрый доступ

Надежность:

изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию внешней среды и механическим повреждениям

Показания к применению:

- нарушение сознания
- аритмия
- ожоги
- остановка сердца
- травмы головы
- гипотензия
- остановка дыхания
- эпилептический приступ
- шок
- травмы
- дегидратация



Эргономичный дизайн



Перезаряжаемый источник питания



Магнитное крепление иглы



Зарядка USB Type-C



Индикатор уровня заряда



Ручка обеспечивает надежный захват кейса

Герметичная конструкция корпуса драйвера для простоты дезинфекции



15G×45 мм (LL)

для пациентов от 40 кг и более



15G×25 мм (LL)

для пациентов от 3 кг и более



15G×15 мм (LL)

для пациентов от 3 до 39 кг

Иглы внутрикостного доступа однократного применения:

- Быстрое и бережное введение
- Игла с уникальной формой заточки
- Цветовая кодировка для мгновенного выбора

ООО "Ядромед"

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский район, пр-кт Космонавтов, д. 2
E-mail: info@yadromed.ru
тел. +7-961-418-80-71
www.yadromed.ru

Не является публичной офертой
Техническая и коммерческая информация является ориентировочной

