



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июля 2025 года № РЗН 2025/25833

На медицинское изделие

**Вакуумный аспиратор ЯДРОС по ТУ 32.50.50-003-40556824-2024**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ЯДРОМЕД"**

**(ООО "ЯДРОМЕД"), Россия,**

**344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 39, кв. 100**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "ЯДРОМЕД"**

**(ООО "ЯДРОМЕД"), Россия,**

**344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 39, кв. 100**

Место производства медицинского изделия

**ООО "ЯДРОМЕД", Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н,  
пр-кт Космонавтов, д. 2, офис 401, 704, 705**

Номер регистрационного досье № РД-68514/16672 от 04.04.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.123

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 11 июля 2025 года № 4323,  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0085623**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25833

Лист 1

На медицинское изделие

**Вакуумный аспиратор ЯДРОС по ТУ 32.50.50-003-40556824-2024,**

варианты исполнения

1. ЯДРОС-М, в составе:

1.1. Вакуумный аспиратор ЯДРОС-М, арт. НМТ.40.00.000 - 1 шт.

1.2. Наконечник Янкауэр - 3 шт.:

- Наконечник медицинский для аспирации и ирригации по ТВНЛ.943134.026 ТУ: I.

Варианты исполнения: 9. Наконечник медицинский для аспирации и ирригации по ТВНЛ.943134.026 ТУ, вариант исполнения Я1. Производитель: ООО "МИМ", Россия, РУ №2019/8154;

- или Наконечник для аспирации типа Янкауэр ADD MEDICAL®, в вариантах исполнения: 2. Наконечник для аспирации типа Янкауэр со стандартным концом без вакуум-контроля. Производитель: "ПЛАСТИ-МЕД ПЛАСТИК МЕДИКАЛ УРУНЛЕР САНАЙИ ВЕ ТИСАРЕТ ЛИМИТЕД СИРКЕТИ", Турция, РУ № РЗН 2024/23581;

- или Наконечник аспирационный типа Янкауэр, варианты исполнения: 1. Наконечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом. Производитель: "Поли Медикьюр Лимитед", Индия, РУ № РЗН 2024/23225;

- или Наконечник аспирационный типа Янкауэр, варианты исполнения: 2. Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом. Производитель: "Поли Медикьюр Лимитед", Индия, РУ № РЗН 2024/23225.

1.3. Внешняя пневмосистема, арт. НМТ.40.09.402 - 1 компл.:

- Трубки силиконовые медицинские по ТУ 9398-004-18037666-94. Производитель: АО "МедСил", Россия, РУ №ФСР 2010/06803.

1.4. Фильтр бактериальный - 3 шт.:

- Фильтр бактериальный ZF-012;

- или Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях: I. Варианты исполнения: 4. Фильтр для аспирации высокопоточный: 2200/02. Производитель: "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8413;

- или Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях: I. Варианты исполнения: 4. Фильтр для аспирации высокопоточный: 2200/06. Производитель: "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8413.

1.5. Стойка аспиратора, арт. НМТ.40.09.403 (при необходимости) - 1 шт., в составе:

- Крепление аспиратора, арт. НМТ.40.01.209 - 1 шт.

- Стойка, арт. НМТ.40.01.208 - 1 шт.;

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0165273**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25833

Лист 2

- Основание стойки, арт. НМТ.40.01.207 - 1 шт.;
- Винт М4х8 А2, арт. DIN 7380 - 4 шт.;
- Винт М5х10 А2, арт. DIN 7985 - 8 шт.;
- Шайба тарельчатая М5 А2, арт. DIN 6796 - 8 шт.;
- Винт-барашек М10х20, арт. DIN 316 - 2 шт.
- 1.6. Предохранительные элементы 2А/250В - 2 шт.
- 1.7. Кабель питания GCR-PC1, 3м - 1 шт.
- 1.8. Ножной выключатель, арт. НМТ.40.04.601 - 1 шт.
- 1.9. Держатели в стойку контейнеров-сборников многоразового использования 4000 мл, арт. НМТ.40.01.312 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.10. Контейнер-сборник многоразового использования 1000 мл, арт. НМТ.40.08.001 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.11. Контейнер-сборник многоразового использования 2000 мл, арт. НМТ.40.08.002 - 2 шт.
- 1.12. Контейнер-сборник многоразового использования 4000 мл, арт. НМТ.40.08.003 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.13. Контейнер-сборник одноразовый 1000 мл, арт. НМТ.40.08.004 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.14. Контейнер-сборник одноразовый 1500 мл, арт. НМТ.40.08.005 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.15. Контейнер-сборник одноразовый 2000 мл, арт. НМТ.40.08.006 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.16. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 1000 мл, арт. НМТ.40.08.007 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.17. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 1500 мл, арт. НМТ.40.08.008 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.18. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 2000 мл, арт. НМТ.40.08.009 (при необходимости) - 2 шт.
- 1.19. Руководство по эксплуатации НМТ.40.00.000 РЭ - 1 экз.
- 2. ЯДРОС-П, в составе:
  - 2.1. Вакуумный аспиратор ЯДРОС-П, арт. НМТ.41.00.000 - 1 шт.
  - 2.2. Наконечник Янкауэра - 3 шт.:
- Наконечник медицинский для аспирации и ирригации по ТВНЛ.943134.026 ТУ: I. Варианты исполнения: 9. Наконечник медицинский для аспирации и ирригации по ТВНЛ.943134.026 ТУ, вариант исполнения Я1. Производитель: ООО "МИМ", Россия, РУ №2019/8154;

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

**0165274**





**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25833

Лист 3

- или Наконечник для аспирации типа Янкауэр ADD MEDICAL®, в вариантах исполнения: 2. Наконечник для аспирации типа Янкауэр со стандартным концом без вакуум-контроля. Производитель: "ПЛАСТИ-МЕД ПЛАСТИК МЕДИКАЛ УРУНЛЕР САНАЙИ ВЕ ТИСАРЕТ ЛИМИТЕД СИРКЕТИ", Турция, РУ № РЗН 2024/23581;
- или Наконечник аспирационный типа Янкауэр, варианты исполнения: 1. Наконечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом. Производитель: "Поли Медикьюр Лимитед", Индия, РУ № РЗН 2024/23225;
- или Наконечник аспирационный типа Янкауэр, варианты исполнения: 2. Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом. Производитель: "Поли Медикьюр Лимитед", Индия, РУ № РЗН 2024/23225.
- 2.3. Внешняя пневмосистема, арт. НМТ.40.09.402 - 1 компл.:
- Трубки силиконовые медицинские по ТУ 9398-004-18037666-94. Производитель: АО "МедСил", Россия, РУ №ФСР 2010/06803.
- 2.4. Фильтр бактериальный - 3 шт.:
- Фильтр бактериальный ZF-012;
- или Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях: I. Варианты исполнения: 4. Фильтр для аспирации высокопоточный: 2200/02. Производитель: "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8413;
- или Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях: I. Варианты исполнения: 4. Фильтр для аспирации высокопоточный: 2200/06. Производитель: "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8413.
- 2.5. Стойка аспиратора, арт. НМТ.40.09.403 (при необходимости) - 1 шт., в составе:
- Крепление аспиратора, арт. НМТ.40.01.209 - 1 шт.;
- Стойка, арт. НМТ.40.01.208 - 1 шт.;
- Основание стойки, арт. НМТ.40.01.207 - 1 шт.;
- Винт М4х8 А2, арт. DIN 7380 - 4 шт.;
- Винт М5х10 А2, арт. DIN 7985 - 8 шт.;
- Шайба тарельчатая М5 А2, арт. DIN 6796 - 8 шт.;
- Винт-барашек М10х20, арт. DIN 316 - 2 шт.
- 2.6. Предохранительные элементы 2А/250В - 2 шт.
- 2.7. Кабель питания GCR-PC1, 3 м - 1 шт.
- 2.8. Ножной выключатель, арт. НМТ.40.04.601 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.9. Держатели в стойку контейнеров-сборников многоразового использования 4000 мл, арт. НМТ.40.01.312 (при необходимости) - 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0165275**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25833

Лист 4

- 2.10. Контейнер-сборник многоразового использования 1000 мл, арт. НМТ.40.08.001 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.11. Контейнер-сборник многоразового использования 2000 мл, арт. НМТ.40.08.002 - 2 шт.
- 2.12. Контейнер-сборник многоразового использования 4000 мл, арт. НМТ.40.08.003 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.13. Контейнер-сборник одноразовый 1000 мл, арт. НМТ.40.08.004 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.14. Контейнер-сборник одноразовый 1500 мл, арт. НМТ.40.08.005 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.15. Контейнер-сборник одноразовый 2000 мл, арт. НМТ.40.08.006 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.16. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 1000 мл, арт. НМТ.40.08.007 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.17. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 1500 мл, арт. НМТ.40.08.008 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.18. Корпус под контейнер-сборник одноразовый 2000 мл, арт. НМТ.40.08.009 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.19. Руководство по эксплуатации НМТ.41.00.000 РЭ - 1 экз.

З

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165276