



ЯДРОС-М

ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР

45 дБ

Уровень шума (не более)

-91 кПа

Максимальный вакуум

53 л/мин

Производительность
по воздуху

24 ч

Время непрерывной
работы

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



Стойка

поставляется
в разобранном виде
при необходимости



Контейнеры-сборники :



Многоразовый
контейнер

1000 мл



Многоразовый
контейнер

2000 мл



Многоразовый
контейнер

4000 мл



Корпуса под
одноразовые
контейнеры

+



Одноразовые
контейнеры

1000, 1500, 2000 мл

Комплектация

может включать:

- Стойку аспиратора
- Ножной выключатель
- Контейнеры-сборники



Габариты:

без стойки
и контейнеров-сборников

323 x 241 x 340 мм

Масса:

9,3 кг

ООО "Ядромед"

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский район, пр-кт Космонавтов, д. 2
E-mail: info@yadromed.ru
тел. +7-961-418-80-71
www.yadromed.ru

Не является публичной офертой
Техническая и коммерческая информация является ориентировочной

