

ЯДРОС-П

ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР

ПОРТАТИВНЫЙ



Металлический корпус

45 дБ

Уровень шума (не более)

-91 кПа

Максимальный вакуум

40 л/мин

Производительность
по воздуху

6 кг

Масса

**ИНДИКАТОР И
РЕГУЛЯТОР**

Вакуума



Питание
от сети и АКБ

30 мин

Время работы от АКБ
(не менее)

12.8 В

Номинальное
напряжение




Контейнеры-сборники различного объема:




**Одноразовый
контейнер**

1000 мл



**Корпус под
одноразовый
контейнер**



**Многоразовый
контейнер**

1000 мл



**Многоразовый
контейнер**

2000 мл



Комплектация может включать:

- Стойку аспиратора
- Ножной выключатель
- Контейнеры-сборники (1л, 1.5л, 2л)



Устанавливается на стойку

(при необходимости)

ООО "Ядромед"

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский район, пр-кт Космонавтов, д. 2
E-mail: info@yadromed.ru
тел. +7-961-418-80-71
www.yadromed.ru

Не является публичной офертой
Техническая и коммерческая информация является ориентировочной

